

D. STROKOVNA DOKUMENTACIJA

D.1. NAVODILA ZA UPORABO

Živilo za posebne zdravstvene namene za prehransko uravnavanje alergij na beljakovine kravjega mleka in večino prehranskih beljakovin.

Prehransko popolna hipoalergena mlečna formula za dojenčke od rojstva naprej, na osnovi ekstenzivno sirotkinih hidroliziranih beljakovin kravjega mleka. Vsebuje patentirano mešanico prebiotičnih vlaknin scGOS/lcFOS (9:1) in Bifidobacterium Breve M-16V.

Pomembno opozorilo :

Pripravljenega obroka ne kuhajte in ne pogrevajte v mikrovalovni pečici. Segrevanje lahko zmanjša učinek delovanja Bifidobacterium breve M16V. V obrok ne dodajajte dodatnih meric mlečne formule ali drugih dodatkov. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega. Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite v 4 tednih po odprtju.

SAMO ZA ENTERALNO UPORABO.

Ni primerno za uporabo pri nedonošenih dojenčkih ali dojenčkih z imunsko pomanjkljivostjo.

Odmerjanje in način uporabe

Aptamil Pepti Syneo se lahko uporablja le po navodilih zdravnika. Navodila za uporabo predstavljajo le splošna priporočila za pripravo, vaš dojenček lahko potrebuje več ali manj kot je navedeno.

Starost dojenčka	Telesna teža [kg]	Število obrokov/24 ur	Količina vode	Število meric
0-14 dni	2.5-3	7	60	2
2-8 tednov	3-3.5	6	90	3
2 meseca	3.5-4	5	120	4
3 mesece	4-5	5	150	5
4 mesece	5-6	5	180	6
5 mesecev	6-7	5	210	7
6 mesecev in več	>7	4	210	7

Standardno odmerjanje: 100 ml Aptamil Pepti Syneo = 90 ml vode segrete na 40 °C (po možnosti) + 3 ravne merice = 276 kJ (66 kcal).

1 zvrhana in z nožem poravnana merica = 4.6g. Uporabljajte le priloženo merico. Ne pripravljajte formule bolj ali manj koncentrirano kot je to indicirano.

Priprava

Priprava obroka za vašega dojenčka

1. Vedno si umijte roke in vse s čimer pripravljate obrok.
2. Sterilizirajte stekleničko in cucelj za 10 min v vreli vodi.
3. Čisto vodo vrite 10 min; počakajte, da se ohladi. Uporabite navodila za uporabo. Natočite točno količino predhodno zavrete mlačne vode v stekleničko/skodelico.

4. Dodajte točno število meric Aptamil Pepti Syneo mleka v prahu. Zravnajte merico s hrbtiščem čistega noža. Ne pritiskajte.
5. Zaprite stekleničko/skodelico, dobro pretresite dokler ni formula v prahu povsem raztopljena. Na stekleničko namestite steriliziran cucelj. Preverite temperaturo pripravljenega mleka na koži notranje strani podlahti. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C). Uporabite takoj po pripravi.
6. Očistite steklenico in cucelj ali skodelico takoj po uporabi. Nikoli ne shranjujte neporabljenih obrokov. Pločevinko skrbno zaprite in jo shranjujte v hladnem, suhem prostoru, ne v hladilniku. Porabite v 4 tednih po odprtju.

Pomembno obvestilo

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka.

Aptamil Pepti Syneo se lahko uporablja le pod strokovnim nadzorom. Formula se lahko uporablja kot edini vir prehrane dojenčkov od rojstva dalje. Če dojenčka dojite in mu ponudite hrano po steklenički, se lahko zgodi, da ne bo želel nadaljevati z dojenjem. Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega. Po dopolnjenem 6. mesecu starosti po nasvetu zdravnika ali medicinske sestre postopoma pričnite z uvajanjem čvrste hrane.

Nasveti za hranjenje in shranjevanje

Vedno pripravite le svež obrok. Iz higienskih razlogov ne shranjujte odvečnih obrokov in jih prednostno zavržite, najkasneje v 2 urah.

Pripravljenega obroka ne kuhajte in ne pogrevajte v mikrovalovni pečici. Segrevanje lahko zmanjša učinek delovanja Bifidobacterium breve M16V. V obrok ne dodajajte dodatnih meric mlečne formule ali drugih dodatkov. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega. Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite v 4 tednih po odprtju.

Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do:

datum in kontrolna številka sta odtisnjeni na dnu pločevinke.

D.2. KOPIJE KLINIČNIH RAZISKAV

1. Abrahamse-Berkeveld M, et al. J Nutr Sci. 2016;5:e42.
2. van der Aa LB et al. Clin Exp Allergy. 2010;40:795-804.
3. Van der Aa LB, Allergy. 2011;66:170-17.
4. Atwal K, Graham L, Narayanan S, et al. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Food Allergy and Anaphylaxis Meeting 2020.
5. Phavichitr N, Wang S, Chomto S, et al. Scientific reports. 2021; 11: 3534
6. Hulshof I, Overbeek SA, Wyllie AL, et al. Immunol 2018; 8: article 630.
7. Chua M, et al. JPGN. 2017;65:102-6